


# 高純度次亜塩素酸水溶液

## 簡単生成パウダー



品質  
6年保証

# クリアランスα

### 用途

除菌・消臭（空間噴霧可）

### 内容量

50グラム

### 成分

ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム・pH調整剤

### 保管方法

- 高温・多湿を避け、日の当たらない場所に保管してください。  
（品質6年保証-容器に内包のシリカゲルを取らないでください）
- 幼児の手の届かない場所で保管してください。  
（誤飲の場合は医師にご相談ください）

### 使用方法

- 本製品は1リットルの水道水に付属のスプーン山盛り1杯（≒0.3g）入れ、十分に攪拌する事でおよそ100ppm前後の濃度の次亜塩素酸水溶液（pH値6前後）に還元します。除菌・消臭のあらゆる用途でご利用ください。  
濃度を濃くして利用する場合は比率で掛け合わせてください。  
※攪拌は充分に行い、ぬるま湯（40℃前後）で攪拌すると更に溶けやすくなります。

### 程よい濃度での使用方法

- 専用超音波霧化器による空間噴霧（本品50gでおよそ80回分使用）  
タンク容量4～5リットルの場合は、水道水を入れ、添え付けのスプーン山盛り2杯を入れ、十分に攪拌してご利用下さい。  
（20～30ppm程度の次亜塩素酸水溶液になります）
- 500ccのスプレーボトルで使用する場合（本品50gで170～340本分）  
スプレーボトルに水道水を入れ付属のスプーン軽く1杯を入れ、十分に攪拌してご利用ください。  
（100ppm程度の次亜塩素酸水溶液になります）

※商品ご利用の前に使用上の注意をよく読んでから用法・容量を守ってご利用ください。 ※クリアランスαはESI(株)の登録商標です。



製法特許出願済

クリアランスα 50g

18,000円(税別)

最強の  
空気感染  
予防!



クリアランス AT-45

39,800円(税別)



専用スプレーボトル

450円(税別)

商品のお問い合わせは

製造発売元

ESI Corporation

ESI 株式会社

〒005-0022  
札幌市南区真駒内柏丘11丁目1番地103号

TEL.011-211-5525 FAX.011-211-5534

http://www.esi-c.com/

開発元 株式会社 ビーエステクニカ